

シリコーンフォーリー バルーンカテーテル Yushin Tray Kit ユーシン トレイキット 低床用

トレイ型完全閉鎖式導尿キット

ラテックスフリー



カテーテル関連尿路感染の予防のためのCDCガイドライン2009の
勧告に則した閉鎖式導尿システムの実践を可能にしました。

※CDCガイドライン2009勧告（CDC：米国疾病管理予防センター）



Yushin Medical Co., Ltd.

ラテックスフリー

※CDCガイドライン2009 カテゴリーIB 尿道カテーテルは無菌的に挿入し、閉鎖式導尿システムを維持する

尿道口周囲の洗浄には、滅菌手袋、ドレープ、綿球、適切な消毒薬を使用し、挿入には単回使用の潤滑剤バケツを使用する。カテーテルの移動や尿道の牽引を防止するために、挿入後は尿道カテーテルを適切に固定する。

販売名：ユーシン シリコンフォーリー バルーンカテーテル（トレイキット）

一般的名称：泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット

機器種類：管理医療機器

特定保険医療材料請求名

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル（2）2管一般（Ⅱ）②閉鎖式導尿システム

004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル（2）2管一般（Ⅱ）②閉鎖式導尿システム

尿路感染防止

◆オールシリコン製のフォーリーカテーテルと採尿バッグの接続部がシールされていますので、接続部からの細菌の侵入を防止することができます。

※CDCガイドライン2009 カテゴリーⅡ カテーテル、チューブ接続部が予め接続されてシールされている尿道カテーテルシステムの使用を勧める。

◆オールシリコンフォーリー バルーンカテーテル （ユニバル型）



- 滑らかで、柔軟性に優れています。
- 生体適合性に優れた材質です。
- 末梢の患者様にもアレルギー等の心配なく、安心してご使用できます。
- ユニバル型はバルーン収納時にバルーンとチューブ部の段差がないため、尿道粘膜の損傷を軽減でき、挿入・抜去が容易です。

※CDCガイドライン2009 カテゴリーⅡ

臨床時に必要な限り、膀胱頸部及び尿道の外傷を最小限にするため、十分な排尿を確保する可能な限り最小径のカテーテルを検討する。

◆ニードルレス採尿ポート



- 採尿取口はニードルレス採尿ポートを採用。
 - 無菌的に検査尿採取が可能です。
- シリンジにて新鮮尿の採取が可能。
 - 針刺し事故を防止できます。
 - 針が不要なため、コスト軽減にもつながります。

※CDCガイドライン2009 カテゴリーⅠB

尿検体は無菌的におこなう。少量の新鮮尿が必要な場合、消毒薬でポートを洗浄した後に、滅菌注射器・カニューレアダプタ付のニードルレスのサンプルポートから無菌的に採取する。

◆カテーテル 採尿バッグ接続部



- カテーテルと採尿バッグの接続部は熱縮チューブにより、シール接続されています。
- 不要な離脱・再接続を防止し、細菌侵入のリスクを低減し、尿路感染防止に有効です。
- CAUTI⁽¹⁾の原因でもある細菌の侵入の45%が接続部からといわれています。

(1) CAUTI：カテーテル関連尿路感染

※CDCガイドライン2009 カテゴリーⅡ
カテーテル、チューブ接続部が予め接続されてシールされている尿道カテーテルシステムの使用を勧める。

◆ドリップチャンバー



- 排尿路の物理的遮断により、排尿は逆流しづらい構造になっており、尿路感染の軽減が期待できます。

◆排尿口



- 排尿部分はコックハンドルタイプ。
- 片手操作により、簡単な開閉が可能です。
- 排尿口を上向きにする事により、排尿口の床からの汚染のリスクを軽減します。

※CDCガイドライン2009 カテゴリーⅠB

停滞のない尿流を維持する。
採尿バッグは、床に触れないようにする。

◆採尿バッグ（2300mL）



- 低床用ベッドに対応した2300mLの採尿バッグです。
- 排尿口を中央部にすることで、固定時にバッグの傾きをおさえました。
- 排尿の際、尿の飛散を軽減し、バッグ内の残尿量を少なくする事ができます。

※CDCガイドライン2009 カテゴリーⅠB

採尿バッグは常に膀胱より低く維持する。

ユーシントレイキット 2WAYユニバル型 低床用

●X線造影ブラックライン入り EOG滅菌済み

再使用禁止

製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	入数	ケース入数	JANコード
TS1002UB-12	12Fr	5mL	白	5セット/箱	5セット×6箱/ケース	4580292405982
TS1002UB-14	14Fr	10mL	緑			4580292405999
TS1002UB-16	16Fr		橙			4580292406002
TS1002UB-18	18Fr		赤			4580292406019
TS1002UB-20	20Fr		黄			4580292406026
TS1002UB-22	22Fr		紫			4580292406033
TS1002UB-24	24Fr		青			4580292406040
※TS1002UB-26	26Fr		茶			4580292406057

※受注生産

2WAY オールシリコンフォーリー バルーンカテーテル ユニバル型**再使用禁止**

●X線造影ブラックライン入り EOG滅菌済み 包装：10本/箱

製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	全長
1002UB-12	12Fr	5mL	白	420mm
1002UB-14	14Fr	10mL	緑	
1002UB-16	16Fr		橙	
1002UB-18	18Fr		赤	
1002UB-20	20Fr		黄	
1002UB-22	22Fr		紫	
1002UB-24	24Fr		青	
1002UB-26	26Fr		茶	

特定保険医療材料請求名

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (2) 2管一般 (Ⅱ) ①標準型

004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (2) 2管一般 (Ⅱ) ①標準型

ユーシン採尿バッグ [低床用]**再使用禁止**

●ニードルレス採尿ポート付 EOG滅菌済み

製品番号	容量	入数	JANコード
M12000	2300mL	10枚/箱	4580292409027

製造販売元

販売業者

Yushin Medical Co., Ltd.
株式会社 ユーシンメディカル

東京都文京区本郷2-26-3
 TEL.03-5844-1415 FAX.03-3815-5782
 URL.http://www.yushinmed.co.jp