



ユーシン シリコンフォーリーバルーンカテーテル

2-WAY ラージオープンチップ



特徴1
シリコン材質

特徴2
先端開口型

特徴3
ガイドワイヤー使用可能

特徴4
鮮明な造影ライン

- ◆先端開口型で、ガイドワイヤーなどの使用が可能です。
- ◆先端チップを大きく開口し、尿混濁などに対しスムーズな排尿が見込まれます。
- ◆X線造影ライン、先端チップにタングステン素材を使用しており、従来製品より造影が明確です。

特定保険医療材料請求名

039 膀胱留置用ディスプレイバルーンカテーテル(5)特定(Ⅱ)



※受注生産

●X線造影ライン入り EOG滅菌済 包装:10本/箱 **再使用禁止**

製品番号	サイズ(外径mm)	バルーン最大容量	カラーコード	全長	EANコード
※1008-08	8Fr(2.7)	3ml	赤	330mm	8809157678788
1008-10	10Fr(3.3)		黄		8809157672540
1008-12	12Fr(4.0)	5ml	白	420mm	8809157672557
1008-14	14Fr(4.7)	10ml	緑		8809157672564
1008-16	16Fr(5.3)		橙		8809157672571
1008-18	18Fr(6.0)		赤		8809157672588
1008-20	20Fr(6.7)		黄		8809157672595
1008-22	22Fr(7.3)		紫		8809157672601
1008-24	24Fr(8.0)	青	8809157672618		
1008-26	26Fr(8.7)	茶	8809157672625		

総販売元

株式会社 ユーシンメディカル

〒113-0033 東京都文京区本郷2-26-3

TEL 03-5844-1415

FAX 03-3815-5782

URL <http://www.yushinmed.co.jp>

販売業者