

ユーシン 採尿バッグ 閉鎖式採尿バッグ 2300mL ニードルレス採尿ポート付

ラテックスフリー



Yushin Medical Co., Ltd.

ユーシン

採尿バッグ 閉鎖式採尿バッグ 2300mL ニードルレス採尿ポート付

◆ニードルレス採尿ポート

- 採尿取口はニードルレス採尿ポートを採用。
 - 無菌的に検査尿採取が可能です。
- シリンジにて新鮮尿の採取ができます。
 - 針刺し事故を防止できます。
 - 針が不要なため、コスト軽減にもつながります。
 - ポート洗浄は容易にできます。



◆導尿チューブ

- 導尿チューブは太く折れ曲がりにくく、尿の流れもスムーズです。
- チューブの内側は閉塞しにくいライン入りです。



◆ドリップチャンバー

- 排尿路の物理的遮断により、排尿は逆流しづらい構造になっており、尿路感染の軽減が期待できます。



◆コックハンドル

- 排尿部分はコックハンドルタイプ。
- 片手操作により、簡単な開閉が可能です。
- 排尿口を上向きにする事により、排尿口の床からの汚染のリスクを軽減します。



●EOG滅菌済み

再使用禁止

製品名	製品番号	容量	入数	ケース単位	JANコード
ユーシン採尿バッグ(低床用)	M12000	2300mL	10枚/箱	10枚×6箱/ケース	4580292409027

総販売元

販売業者

 **Yushin Medical Co., Ltd.**
株式会社 ユーシンメディカル

東京都文京区本郷2-26-3
TEL.03-5844-1415 FAX.03-3815-5782
URL.<http://www.yushinmed.co.jp>

YMC-014 (1710) rev.2