


ユーシン 精密尿量計付 採尿バッグ




Yushin Medical Co., Ltd.

ユーシン 精密尿量計付 採尿バッグ



- 400mL容量の精密尿量計を装着。
- 多量の時間尿にも余裕を持って対応できます。
- 2mLから50mLの精密計測用に、1mLきざみの目盛が付いています。



◆導尿チューブ

- 導尿チューブは太く折れ曲がりにくく、尿の流れもスムーズです。
- チューブの内側は閉塞しにくいライン入りです。



◆コックハンドル

- 排尿部分はコックハンドルタイプ。
- 片手操作により、簡単な開閉が可能です。
- 排尿口を上向きにする事により、排尿口の床からの汚染のリスクを軽減します。



●EOG滅菌済み ※保険請求不可

再使用禁止

製品名	製品番号	尿量計容量	採尿バッグ尿量	入数	JANコード
ユーシン 精密尿量計付採尿バッグ	M12600	400mL	2600mL	10枚/箱	4580292409010

総販売元

販売業者

 **Yushin Medical Co., Ltd.**
株式会社 ユーシンメディカル

東京都文京区本郷2-26-3
TEL.03-5844-1415 FAX.03-3815-5782
URL.<http://www.yushinmed.co.jp>

YMC-015 (1308)