


ユーシン アイカテ (間欠式自己導尿カテーテル)



(写真上から 女性用、男性用コンパクトケース、キャリングバッグ、男性用ストレートケース)

特長

- ◆カテーテルはオールシリコン製で滑らかさ、柔軟性に優れ、適度なコシがあります。
- ◆カテーテルケースはスリムな形状のため、薬液の使用量を減らすことができ、経済的な設計です。
- ◆男性用のカテーテルケースは、ストレートタイプと折り曲げ可能なコンパクトタイプの2種類から選択できます。



- ◆独自のケース形状により、ケース内にカテーテルを落下させても、キャップを回すことで、容易な回収が可能になりました。

男性用

●未滅菌 包装:5本/箱

製品番号	呼称	サイズ呼称	外径 (mm)	内径 (mm)	全長 (mm)	ケース形状	付属品
※ 1035MSC-10	男性用	10Fr	3.3	1.6	300	ストレート	キャリングバッグ付
1035MSC-12		12Fr	4.0	2.0			
1035MSC-14		14Fr	4.7	2.2			
※1035MLSC-12	男性用L	12Fr	4.0	2.0	350		
※ 1035M-10	男性用	10Fr	3.3	1.6	300	コンパクト	
1035M-12		12Fr	4.0	2.0			
1035M-14		14Fr	4.7	2.2			
1035ML-12	男性用L	12Fr	4.0	2.0	350		

女性用

●未滅菌 包装:5本/箱

製品番号	呼称	サイズ呼称	外径 (mm)	内径 (mm)	全長 (mm)	ケース形状	付属品
※ 1035FSC-10	女性用	10Fr	3.3	1.6	165	ストレート	キャリングバッグ付
1035FSC-12		12Fr	4.0	2.0			
1035FSC-14		14Fr	4.7	2.2			

小児用

●未滅菌 包装:5本/箱

製品番号	呼称	サイズ呼称	外径 (mm)	内径 (mm)	全長 (mm)	ケース形状	付属品
※1035PMSC-09	男児用	9Fr	3.0	1.5	265	ストレート	女児用のみ キャリングバッグ付
※1035PFSC-09	女児用				150		

C106 在宅自己導尿指導管理料 (1,400点) + 特殊カテーテル加算 1 再利用カテーテル (400点)

自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定できます。

製造販売元

販売業者



Yushin Medical Co., Ltd.
株式会社 ユーシンメディカル

東京都文京区本郷2-26-3
TEL.03-5844-1415 FAX.03-3815-5782
URL.http://www.yushinmed.co.jp