


# ユーシン ペンローズドレーンチューブ



本製品は血液、膿、滲出液などの体液の除去を目的に、体内に留置し使用するシリコン製の排液チューブです。

#### 特定保険医療材料請求名

- 029 吸引留置カテーテル  
(2) 受動吸引型  
① フィルム・チューブドレーン  
ア. フィルム型

- ◆シリコン製で柔軟性に富み、生体組織への影響が少なく、体内留置が可能です。
- ◆剥離性に優れ、抜去が容易で創口の損傷を最小限にとどめます。
- ◆従来製品より肉厚で、断裂の危険性が軽減されました。
- ◆造影ラインを従来品より太くしてありますので、X線透過性に優れています。
- ◆薄膜のシリコンの内側にX線造影ラインがある為、造影ラインからの断裂の危険が軽減されました。

#### ラウンドタイプ X線造影ライン入り/エチレンオキサイドガス滅菌済

再使用禁止

製品番号	タイプ	外径(mm)	サイズ呼称	長さ(mm)	包装単位
1101-04	ラウンド	4	No.4	300	10本/袋 50本/箱
1101-06	ラウンド	6	No.6		
1101-08	ラウンド	8	No.8		
1101-10	ラウンド	10	No.10		
1101-12	ラウンド	12	No.12		



製造販売元

販売業者

 **Yushin Medical Co., Ltd.**  
株式会社 ユーシンメディカル

東京都文京区本郷2-26-3  
TEL.03-5844-1415 FAX.03-3815-5782  
URL.<http://www.yushinmed.co.jp>