

シリコンフォーリー バルーンカテーテル

Yushin Tray Kit Series

ユーシン トレイキット シリーズ

(トレイ型完全閉鎖式導尿キット)



Yushin Medical Co., Ltd.



再使用禁止

セット内容

- ## ■トレイキット 3WAY [標準型]

再使用禁止

セット内容

- シーツ…1枚

業務効率の改善 と 尿路感染防止

業務効率の改善

- ◆ユーシントレイキットは、カテーテル留置に必要な消耗品器具を無菌状態にしてセットしています。準備の手間が省け、業務効率の改善が見込めます。



※写真はトレイキット2WAYタイプです。

導入の メリット

- 必要な物品を無菌的にセットしました。

導尿処置の準備負担を軽減

在庫管理の負担を軽減

コスト削減

尿路感染 (UTI) のリスクを低減

ニトリル製ゴム手袋を採用

ラテックスフリー パウダーフリー を実現

○現場スタッフにもやさしい仕様です。



販売名：ユーシン シリコンフォーリー バルーンカテーテル (トレイキット)
一般的名称：泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット
機器種類：管理医療機器

尿路感染防止

◆オールシリコン製のフォーリーカテーテルと採尿バッグの接続部がシールされていますので、接続部からの細菌の侵入を防止することができます。



オールシリコン製のカテーテル

- 滑らかで、柔軟性に優れています。
- 生体適合性に優れた材質です。
 - 未検の患者様にもアレルギーの心配をせず、安心してご使用いただけます。
- ユニバル型はバルーン収納時にバルーンとチューブ部の段差がないため、挿入・抜去が容易です。
 - 尿道粘膜の損傷を軽減できます。



閉鎖式接続部

- カテーテルと採尿バッグの接続部は熱縮チューブによりシール接続されています。
- 不要な離脱・再接続を防止し、細菌侵入のリスクを低減し、尿路感染防止に有効です。



ニードルレス採尿ポート

- 採尿取口はニードルレス採尿ポートを採用。
 - 無菌的に検査尿採取が可能です。
- シリンジにて新鮮尿の採取ができます。
 - 針刺し事故を防止できます。
 - 針が不要なため、コスト軽減にもつながります。



ドリップチャンバー

- 排尿路の物理的遮断により、排尿は逆流しづらい構造になっており、尿路感染の低減が期待できます。



排尿コック

- 排尿時は片手操作により、簡単な開閉が可能です。
 - 尿の飛散を防止します。
 - 排尿コックはOFFの状態でセットされていますので、細菌の侵入のリスクを低減します。

Yushin Tray Kit

ユーシン トレイキット 精密尿量計 (トレイ型完全閉鎖式導尿キット)



2WAY ユニバル型

● X線造影ブラックライン入り EOG滅菌済み

再使用禁止

製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	入数	ケース入数	JANコード
※ TC1002UB-12	12Fr	5mL	白	5セット/箱	5セット×4箱/ケース	4580292405609
TC1002UB-14	14Fr	10mL	緑			4580292405616
TC1002UB-16	16Fr		橙			4580292405623
※ TC1002UB-18	18Fr		赤			4580292405630
※ TC1002UB-20	20Fr		黄			4580292405647
※ TC1002UB-22	22Fr		紫			4580292405654
※ TC1002UB-24	24Fr		青			4580292405661
※ TC1002UB-26	26Fr		茶			4580292405678

※受注生産

セット内容

- シリコンフォーリー バルーンカテーテル 2WAY ユニバル型
- 精密尿量計付 採尿バッグ M12600
- 共通品

Yushin Plain Kit

ユーシン プレーンキット

◆ユーシン プレーンキットは、オールシリコン バルーン カテーテルと採尿バッグ (接続済) のみで構成された閉鎖式のキットです。ニーズに合わせてお選びください。



2WAY 標準型 (Gタイプ)

● X線造影ブルーライン入り EOG滅菌済み

再使用禁止

製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	入数	ケース入数	JANコード
TBG1002-12	12Fr	10mL	白	10セット/箱	10セット×4箱/ケース	4580292406613
TBG1002-14	14Fr		緑			4580292406620
TBG1002-16	16Fr		橙			4580292406637
TBG1002-18	18Fr		赤			4580292406644
TBG1002-20	20Fr		黄			4580292406651
※ TBG1002-22	22Fr		紫			4580292406668
※ TBG1002-24	24Fr		青			4580292406675
※ TBG1002-24	26Fr		茶			4580292406682

※受注生産

セット内容

- シリコンフォーリーバルーン 標準型
- 採尿バッグ M12500

※カテーテルと採尿バッグは、シール接続済みです。

2WAY オールシリコンフォーリー バルーンカテーテル ユニバル型

再使用禁止



●X線造影ブラックライン入り EOG滅菌済み 包装：10本/箱

製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	全長
1002UB-12	12Fr	5mL	白	420mm
1002UB-14	14Fr	10mL	緑	
1002UB-16	16Fr		橙	
1002UB-18	18Fr		赤	
1002UB-20	20Fr		黄	
1002UB-22	22Fr		紫	
1002UB-24	24Fr		青	
1002UB-26	26Fr		茶	

特定保険医療材料請求名

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (2) 2 管一般 (Ⅱ) ① 標準型

004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (2) 2 管一般 (Ⅱ) ① 標準型

3WAY オールシリコンフォーリー バルーンカテーテル 標準型

再使用禁止



●X線造影グリーンライン入り EOG滅菌済み 包装：10本/箱

製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	全長
1006-14	14Fr	10mL	緑	420mm
1006-16	16Fr		橙	
1006-18	18Fr		赤	
1006-20	20Fr		黄	
1006-22	22Fr		紫	
1006-24	24Fr		青	
1006-26	26Fr		茶	
1005-14	14Fr	20mL	緑	
1005-16	16Fr		橙	
1005-18	18Fr	30mL	赤	
1005-20	20Fr		黄	
1005-22	22Fr		紫	
1005-24	24Fr		青	
※ 1005-26	26Fr		茶	

※受注生産

特定保険医療材料請求名

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (5) 特定 (Ⅱ)

ユーシン 採尿バッグ〈閉鎖式採尿バッグ〉

再使用禁止

●EOG滅菌済み
※保険請求不可

製品番号	容量	入数	JANコード
M12500	2500mL	10枚/箱	4580292409003

ユーシン 精密尿量計付 採尿バッグ

再使用禁止

●EOG滅菌済み
※保険請求不可

製品番号	容量	入数	JANコード
M12600	2600mL	10枚/箱	4580292409010

製造販売元

販売業者

Yushin Medical Co., Ltd.
株式会社 ユーシンメディカル

東京都文京区本郷2-26-3
TEL.03-5844-1415 FAX.03-3815-5782
URL.http://www.yushinmed.co.jp