

ユーシン 採尿バッグ

閉鎖式採尿バッグ 2500mL
ニードルレス採尿ポート付き



Yushin Medical Co.,Ltd.

ユーシン

採尿バッグ

閉鎖式採尿バッグ 2500mL ニードルレス採尿ポート付き


◆ニードルレス採尿ポート

- 尿採取口はニードルレス採尿ポートを採用。
(無菌的に検査尿採取が可能です。)
- ルアーチップシリンジにて新鮮尿の採取ができるので、
針刺し事故を防止できます。
- 針が不要なため、コスト軽減にもつながります。



◆導尿チューブ

- 導尿チューブは太く折れ曲がりやすく、尿の流れもスムーズです。
- チューブの内側は閉塞しにくいライン入りです。



◆ドリップチャンバー

- 排尿路の物理的遮断により、排尿は逆流しづらい構造になっており、
尿路感染の軽減が期待できます。



◆コックハンドル

- 排尿部分にはコックハンドルを採用。
- 排尿時は片手操作により、簡単な開閉が可能です。



製品名	製品番号	容量	入数	ケース単位	JANコード
ユーシン採尿バッグ	M12500	2500mL	10枚/箱	10枚x6箱/ケース	4580292409003

総販売元 販売業者



Yushin Medical Co., Ltd.

株式会社 ユーシンメディカル

〒113-0033 東京都文京区本郷2-26-3
TEL 03-5844-1415
FAX 03-3815-5782
URL <https://www.yushinmed.co.jp>

