


# ユーシン アイカテ (間欠式自己導尿カテーテル)

## 特長

- ◆オールシリコン製 カテーテルはオールシリコン製です。シリコンは組織への刺激が少なく、また尿成分等が付着しづらい素材です。滑らかさや柔軟性に優れ、適度なコシがあります。
- ◆スリムケース カテーテルケースはスリムな形状のため、薬液の使用量を減らすことができ、経済的な設計です。
- ◆男性用は2種類 男性用のカテーテルケースは、ストレートタイプと折り曲げ可能なコンパクトタイプの2種類のケースから選択できます。



## 男性用

●未滅菌 包装:5本/箱

製品番号	呼称	サイズ	外径 (mm)	内径 (mm)	全長 (mm)	ケース形状	付属品	EANコード
1035MSC-12	男性用 (ストレート)	12Fr	4.0	2.0	300	ストレート	キャリングバッグ	8809157672243
1035MSC-14		14Fr	4.7	2.2				8809157672250
1035M-12	男性用 (コンパクト)	12Fr	4.0	2.0		コンパクト		8809157672038
1035M-14		14Fr	4.7	2.2				8809157672045
1035ML-12	男性用 Lサイズ (コンパクト)	12Fr	4.0	2.0	350		8809157672076	

## 女性用

●未滅菌 包装:5本/箱

製品番号	呼称	サイズ	外径 (mm)	内径 (mm)	全長 (mm)	ケース形状	付属品	EANコード
1035FSC-12	女性用	12Fr	4.0	2.0	165	ストレート	キャリングバッグ	8809157672212
1035FSC-14		14Fr	4.7	2.2				8809157672229

C106 在宅自己導尿指導管理料(1,400点) + 特殊カテーテル加算 1 再利用カテーテル(400点)  
自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定できます。

製造販売元 販売業者



株式会社 ユーシンメディカル

YSM Yushin Medical Co., Ltd.

〒113-0033 東京都文京区本郷2-26-3

TEL 03-5844-1415

FAX 03-3815-5782

URL <https://www.yushinmed.co.jp>

