

泌尿器科 関連製品カタログ



UniBal

New concept of integrated balloon catheter
UniBal is trade mark of Yushin Medical Co., Ltd.

ISO-13485-:2016

CE 0197

弊社は医療機器の製造メーカーとして、
国際品質保証規格 [CE 0197] 及び ISO-13485-:2016
品質マネジメントシステムの認証を韓国工場で取得しております。



Yushin Medical Co., Ltd.

ユーシン シリコンフォーリー バルーンカテーテル

オールシリコン製

- ◆滑らかさ、柔軟性に優れ、患者の負担を軽減します。
- ◆小児用はスタイレット付きなので、挿入が容易です。

- ◆術後の尿路確保、尿管閉の改善、尿量の測定、膀胱洗浄、泌尿器科手術後の止血用(バルーン容量30cc)などに使用されます。

2-WAY ユニバル型

再使用禁止



●X線造影ブラックライン入り EOG滅菌済み 包装:10本/箱


製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	全長
1002UB-12	12Fr	5mL	白	420mm
1002UB-14	14Fr	10mL	緑	
1002UB-16	16Fr		橙	
1002UB-18	18Fr		赤	
1002UB-20	20Fr		黄	
1002UB-22	22Fr		紫	
1002UB-24	24Fr		青	
1002UB-26	26Fr		茶	

特定保険医療材料請求名

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(2)2管一般(Ⅱ)①標準型

004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(2)2管一般(Ⅱ)①標準型

- ユニバル型は、標準型よりバルーン収縮時にバルーン部とチューブ部の段差がないため、より挿入が容易です。
- X線造影剤にタングステン素材を使用していますので、従来の製品より造影が明確です。



ユニバルは日本、韓国、アメリカ合衆国、台湾で特許取得済みです。

2-WAY ユニバル型 小児用(スタイレット付き)

再使用禁止

製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	全長
1001UB-08	8Fr	3mL	赤	330mm
1001UB-10	10Fr		黄	

●X線造影ブラックライン入り EOG滅菌済み 包装:10本/箱

特定保険医療材料請求名

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(5) 特定(Ⅱ)

2-WAY チーマン型

再使用禁止

- ◆チーマン型の先端部は、滑らかな先細りで解剖学的に見て、適度な角度になっていますので、挿入が容易です。



●X線造影グリーンライン入り EOG滅菌済み 包装:10本/箱

製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	全長
1011-10	10Fr	3mL	黄	420mm
1011-12	12Fr	5mL	白	
1011-14	14Fr	10mL	緑	
1011-16	16Fr		橙	
1011-18	18Fr		赤	
1011-20	20Fr		黄	
※1011-22	22Fr		紫	
※1011-24	24Fr		青	

※受注生産

特定保険医療材料請求名

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(5) 特定(Ⅱ)

チーマン型にはユニバルの設定はございません。予めご了承ください。

2-WAY 標準型

再使用禁止



特定保険医療材料請求名
039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(2)2管一般(Ⅱ)①標準型
004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(2)2管一般(Ⅱ)①標準型

クローズチップタイプ

●X線造影グリーンライン入り EOG滅菌済み 包装:10本/箱

製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	全長
1004-14	14Fr	30mL	緑	420mm
1004-16	16Fr		橙	
1004-18	18Fr		赤	
1004-20	20Fr		黄	
1004-22	22Fr		紫	
1004-24	24Fr		青	
1004-26	26Fr		茶	

オープンチップタイプ

●X線造影グリーンライン入り EOG滅菌済み 包装:10本/箱

製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	全長
1002-12	12Fr	10mL	白	420mm
1002-14	14Fr		緑	
1002-16	16Fr		橙	
1002-18	18Fr		赤	
1002-20	20Fr		黄	
1002-22	22Fr		紫	
1002-24	24Fr		青	
1002-26	26Fr		茶	

2-WAY 小児用(スタイレット付き)

再使用禁止

製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	全長
1001-06	6Fr	3mL	茶	330mm
1001-08	8Fr		赤	
1001-10	10Fr		黄	


●X線造影グリーンライン入り EOG滅菌済み 包装:10本/箱

特定保険医療材料請求名
039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(5) 特定(Ⅱ)

3-WAY 標準型

再使用禁止

◆膀胱の持続的洗浄や、
膀胱内への薬液注入に最適です。



※3-WAYフォーリー型にはユニバルの設定はございません。予めご了承ください。

●X線造影グリーンライン入り EOG滅菌済み 包装:10本/箱

製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	全長
1006-14	14Fr	10mL	緑	420mm
1006-16	16Fr		橙	
1006-18	18Fr		赤	
1006-20	20Fr		黄	
1006-22	22Fr		紫	
1006-24	24Fr		青	
1006-26	26Fr		茶	
1005-14	14Fr	30mL	緑	
1005-16	16Fr		橙	
1005-18	18Fr		赤	
1005-20	20Fr		黄	
1005-22	22Fr		紫	
1005-24	24Fr		青	
1005-26	26Fr		茶	

特定保険医療材料請求名
039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(5) 特定(Ⅱ)

カテーテルプラグ



再使用禁止

●EOG滅菌済み 包装:30本/箱

※保険請求不可 製品番号:1-00-00018S

ユーシン ヘマチュリア バルーンカテーテル (3WAY)



特長と利点

- ◆TUR後の圧迫止血、持続洗浄を目的に作られたカテーテルです。
- ◆生体適合性に優れたオールシリコン製。
- ◆適度な硬さのシャフトは留置中の尿道への刺激が少なく、カテーテル挿入時及び吸引時の陰圧で排尿ルーメンがつぶれる事もほとんどありません。
- ◆X線造影ライン付透明タイプですから、尿の状態の確認が容易です。
- ◆先端部形状はストレートタイプと、挿入しやすいアングルタイプを用意し、それぞれにラウンドチップと先端開孔のホイッスルチップをそろえました。
- ◆各種とも、3WAYタイプとなっており、洗浄時に便利なイリゲーションキャップ付です。

特定保険医療材料請求名

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (6) 圧迫止血

※受注生産

●X線造影グリーンライン入り EOG滅菌済み 包装：10本/箱

再使用禁止

製品番号	タイプ名称	サイズ	バルーン容量	カラーコード	全長	先端形状
1036A-18	ストレート ラウンドチップ (側孔2穴)	18Fr	40mL	赤	420mm	
1036B-20		20Fr	50mL	黄		
1036B-22		22Fr	60mL	紫		
※ 1036B-24		24Fr	70mL	青		
※ 1036B-26		26Fr		茶		
1037A-18	アングル ホイッスルチップ (先端開孔側孔2穴)	18Fr	40mL	赤		
1037B-20		20Fr	50mL	黄		
1037B-22		22Fr	60mL	紫		
1037B-24		24Fr	70mL	青		
※ 1037B-26		26Fr		茶		
※ 1038A-18	アングル ラウンドチップ (側孔2穴)	18Fr	40mL	赤		
※ 1038B-20		20Fr	50mL	黄		
1038B-22		22Fr	60mL	紫		
※ 1038B-24		24Fr	70mL	青		
※ 1038B-26		26Fr		茶		
※ 1039A-18	ストレート ホイッスルチップ (先端開孔側孔2穴)	18Fr	40mL	赤		
1039B-20		20Fr	50mL	黄		
1039B-22		22Fr	60mL	紫		
※ 1039B-24		24Fr	70mL	青		
※ 1039B-26		26Fr		茶		

製造販売元

販売業者

 **Yushin Medical Co., Ltd.**
株式会社 ユーシンメディカル

東京都文京区本郷2-26-3
TEL.03-5844-1415 FAX.03-3815-5782
URL.http://www.yushinmed.co.jp