

ユーシン 膀胱瘻造設キット

医療機器認証番号:221AIBZX00001000

シース付ダイレータータイプ



キット内容

- 膀胱瘻用カテーテル (イリゲーションキャップ付き)
- ダイレーター ●シース ●メス

特定保険医療材料請求名

031 腎瘻又は膀胱瘻用材料

(2) 膀胱瘻用カテーテル+ (6) 膀胱瘻用穿孔針

- ◆経皮的に膀胱瘻を造設し、膀胱内へカテーテルを留置することによる排尿を目的とする、造設用キットです。
- ◆バルーン部分は段差が少なく、滑らかで交換しやすいフラットタイプ。
- ◆シリコン製で、コシの強い本体チューブ。
- ◆大容量のユーシン膀胱瘻用カテーテルを同梱。
- ◆カテーテルはオールシリコン製で、バルーン大容量(14Fr以上10mL)のユーシン膀胱瘻用カテーテルを同梱。

- ・低侵襲なシース付ダイレーター式。
- ・穿刺直後、シース内のダイレーターの溝で尿の逆流を視認できますのでシース先端の膀胱内への到達が確認できます。
- ・ダイレーターには深度目盛が、1cm毎にマーキングされています。

●EOG滅菌済み 包装:2セット/箱

単回使用

製品番号	カテーテルサイズ	バルーン容量	カラーコード	シース付ダイレーター	付属品
1034-12-33	12Fr	5mL	白	外径φ6.85mm	メス
1034-14-33	14Fr	10mL	緑		
1034-16-33	16Fr		橙	外径φ7.95mm	
1034-18-33	18Fr		赤		

※造設キットには、全長330mmのカテーテルが同梱されています。

ユーシン 膀胱瘻カテーテル

医療機器認証番号:220AIBZX00061000



バルーン先端部
挿入が容易なフラットタイプ。



カテーテル先端部
14Fr以上のサイズは、10mLの大容量バルーンを実現。



深度目盛は1cm毎にマーキングされています。

- ◆導尿を目的とし、経皮的に造設された膀胱瘻より、膀胱に留置して使用するバルーンカテーテルです。
- ◆バルーンは大容量の10mL(8Fr・10Fr・12Frは除く)。
- ◆バルーン部分は挿入が容易なフラットタイプです。
- ◆オールシリコン製のため、組織への刺激が少なく、尿成分等の付着がほとんどありません。快適で効率のよい持続性排尿が期待できます。

交換用

●X線造影グリーンライン入り EOG滅菌済み
先端開孔、側孔2穴 包装:10本/箱

単回使用

	製品番号	サイズ	バルーン容量	カラーコード	全長
330タイプ	1031-08-33*	8Fr	2mL	赤	330mm
	1031-10-33*	10Fr	3mL	黄	
	1032-12-33	12Fr	5mL	白	
	1032-14-33	14Fr	10mL	緑	
	1032-16-33	16Fr		橙	
	1032-18-33	18Fr		赤	
	1032-20-33	20Fr		黄	
	1032-22-33	22Fr	紫		
1032-24-33	24Fr	青			
420タイプ	1031-08*	8Fr	2mL	赤	420mm
	1031-10*	10Fr	3mL	黄	
	1032-12*	12Fr	5mL	白	
	1032-14	14Fr	10mL	緑	
	1032-16	16Fr		橙	
	1032-18	18Fr		赤	
	1032-20	20Fr		黄	
	1032-22	22Fr	紫		
1032-24*	24Fr	青			

*受注生産品 ●製品の仕様・形状等は改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

特定保険医療材料請求名

031 腎瘻又は膀胱瘻用材料 (2) 膀胱瘻用カテーテル

製造販売元

Yushin Medical Co., Ltd.
株式会社 ユーシンメディカル

東京都文京区本郷2-26-3
TEL.03-5844-1415 FAX.03-3815-5782
URL.http://www.yushinmed.co.jp

販売業者

YMC-020 (1905)