



Haskal™

ガイドワイヤー トルクデバイス

エルカムの 刷新的 トルクデバイス はインターベンション手技の際のガイドワイヤーの円滑な挿入操作が可能になるようにデザインされています。

斬新なワンピースタイプ The Haskal™ トルクデバイスは片手操作で再装填及び取り外しでき容易にガイドワイヤーの交換を可能にしました。

エルカムのトルクデバイスは 側面より簡単に装填及び取り外しができ 0.25mm～0.97mm (0.010 インチ～0.038 インチ) までの幅広い範囲のガイドワイヤーに使用できます。



- ・ワイヤーサイドからの脱着が可能です。
- ・0.010～0.038 インチの幅広いサイズのワイヤーに対応が可能です。

カタログ番号	販売名	包装単位	医療機器届出番号
570309	エルカムトルクデバイス	25 個/箱	13B2X00021000009



製造販売業社：ユーシンメディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目26番3号本郷松崎ビル4階

Tel:03-5844-1415 Fax:03-3815-5782