



ユーシン フィーディングチューブ マーゲンタイプ/栄養タイプ



◆ファンネル付タイプは、接続する栄養ラインにあわせグリーン・イエローを選択できます。

本製品は、シリコン製の経管栄養チューブで、経口栄養摂取が困難な患者に対して経鼻栄養法を行う場合に使用するカテーテルです。

ファンネルは、厚生労働省基準〈経腸栄養ラインの接続部に関する基準 平成12年8月31日 医薬発888号〉に適合した誤接続防止タイプです。

X線造影ライン入り/先端造影チップ 側孔2穴/EOG滅菌済 5本入/箱

製品番号	サイズ 呼称	外径 (mm)	内径 (mm)	全長 (mm)	カラー コード
Y1201-08	黄 8 Fr	2.7	1.4	1,250	黄
Y1201-10	黄10Fr	3.3	1.9		
Y1201-12	黄12Fr	4.0	2.2		
Y1201-14	黄14Fr	4.7	2.6		
Y1201-16	黄16Fr	5.3	3.0		
Y1201-18	黄18Fr	6.0	3.5		
Y1201-20	黄20Fr	6.7	4.0		
G1201-08	緑 8 Fr	2.7	1.4		
G1201-10	緑10Fr	3.3	1.9		
G1201-12	緑12Fr	4.0	2.2		
G1201-14	緑14Fr	4.7	2.6		
G1201-16	緑16Fr	5.3	3.0		
G1201-18	緑18Fr	6.0	3.5		
G1201-20	緑20Fr	6.7	4.0		

X線造影ライン入り/先端開孔 側孔4穴/EOG滅菌済 5本入/箱

製品番号	サイズ 呼称	外径 (mm)	内径 (mm)	全長 (mm)	カラー コード
Y1203-08	黄 8 Fr	2.7	1.4	1,250	黄
Y1203-10	黄10Fr	3.3	1.9		
Y1203-12	黄12Fr	4.0	2.2		
Y1203-14	黄14Fr	4.7	2.6		
Y1203-16	黄16Fr	5.3	3.0		
Y1203-18	黄18Fr	6.0	3.5		
Y1203-20	黄20Fr	6.7	4.0		
G1203-08	緑 8 Fr	2.7	1.4		
G1203-10	緑10Fr	3.3	1.9		
G1203-12	緑12Fr	4.0	2.2		
G1203-14	緑14Fr	4.7	2.6		
G1203-16	緑16Fr	5.3	3.0		
G1203-18	緑18Fr	6.0	3.5		
G1203-20	緑20Fr	6.7	4.0		



本マークは、医療事故対策のために設定された、厚生労働基準に適合したことを示す、業界の自主的なマークです。

特定保険医療材料請求名

026 栄養カテーテル (1) 経鼻用 ①一般用

栄養カテ・経鼻・一般型 保険償還価格:180 円/本

製造販売元

販売業者

Yushin Medical Co., Ltd.
株式会社 ユーシンメディカル

東京都文京区本郷2-26-3
TEL.03-5844-1415 FAX.03-3815-5782
URL.http://www.yushinmed.co.jp