

クリンバック 閉鎖式持続吸引システム

吸引器タイプ：PVC

ドレーンチューブタイプ



ラウンドタイプ クロスタイプ J-Pタイプ

特定保険医療材料請求名：
029 吸引留置カテーテル
(1) 能動吸引型
④創部用 ア 軟質型



* PVC吸引器 届出番号：13B2X0002100005

PVC吸引器容量 200mL

単回使用

製品番号	チューブタイプ	サイズ	外径 (mm)	全長 (mm)	セット附属品
2P-SM	ラウンド	M	3.2	1090	PVC吸引器 (200mL) コネクティングチューブ チューブクランプ
2P-SL	ダブルドレナージ	L	4.8	1184	
2P-SLJ	J-P	L	4.8	950	
2P-SMC	クロス	M	3.2	960	
2P-SLC		L	4.8		
2P-SMC-D	クロス	M	3.2	1200	
2P-SLC-D		L	4.8		

包装：5セット/箱

PVC吸引器容量 400mL

単回使用

製品番号	チューブタイプ	サイズ	外径 (mm)	全長 (mm)	セット附属品
4P-SM	ラウンド	M	3.2	1090	PVC吸引器 (400mL) コネクティングチューブ チューブクランプ
4P-SL	ダブルドレナージ	L	4.8	1184	
4P-SLJ	J-P	L	4.8	950	
4P-SMC	クロス	M	3.2	960	
4P-SLC		L	4.8		
4P-SMC-D	クロス	M	3.2	1200	
4P-SLC-D		L	4.8		

包装：5セット/箱

製造販売元

販売業者



株式会社ユーシンメディカル

東京都文京区本郷 2-26-3

TEL. 03-5844-1415 Fax. 03-3815-5782