


ユーシン ペンローズドレインチューブ



本製品は血液、膿、滲出液などの体液の除去を目的に、体内に留置し使用するシリコン製の排液チューブです。

特定保険医療材料請求名

029 吸引留置カテーテル

(2) 受動吸引型

① フィルム・チューブドレイン

ア. フィルム型


保険償還価格:264 円/本

- ◆シリコン製で柔軟性に富み、生体組織への影響が少なく、体内留置が可能です。
- ◆剥離性に優れ、抜去が容易で創口の損傷を最小限にとどめます。
- ◆従来製品より肉厚で、断裂の危険性が軽減されました。
- ◆造影ラインを従来品より太くしてありますので、X線透過性に優れています。
- ◆薄膜のシリコンの内側にX線造影ラインがある為、造影ラインからの断裂の危険が軽減されました。

ラウンドタイプ X線造影ライン入り/エチレンオキサイドガス滅菌済

単回使用


製品番号	タイプ	外径 (mm)	横幅 (mm)	サイズ呼称	長さ (mm)	包装単位
1101-04	ラウンド	4	—	No. 4	300	10本/袋 50本/箱
1101-06	ラウンド	6	—	No. 6		
1101-08	ラウンド	8	—	No. 8		
1101-10	ラウンド	10	—	No.10		
1101-12	ラウンド	12	—	No.12		



フラットタイプ X線造影ライン入り/エチレンオキサイドガス滅菌済

単回使用

製品番号	タイプ	外径 (mm)	横幅 (mm)	サイズ呼称	長さ (mm)	包装単位
1101-40F	フラット	—	40	No.40F	300	10本/袋 40本/箱



※長さ(ショートタイプ)については、弊社担当者にご相談ください。

製造販売元

販売業者

 **Yushin Medical Co., Ltd.**
株式会社 ユーシンメディカル

東京都文京区本郷2-26-3
TEL.03-5844-1415 FAX.03-3815-5782
URL.http://www.yushinmed.co.jp