


ユーシン 気管切開チューブ

ALL SILICONE TRACHIOSTOMY TUBE



プレフォームド カフ



吸引型

ユーシン気管切開チューブはシリコンゴム製品のため、生理的不活性です。
体温による硬度変化が起こりにくい材質です。

プレフォームド カフ

カフは低圧、大容量です。気管壁に低刺激性が期待できます。

吸引型

カフ上部の分泌物を吸引するチューブ付きです。
誤嚥による肺内発生率低下の期待ができます。

大容量ソフトパイロットバルーンを採用。(5.5mm以上)



ソフトパイロットバルーン



吸引型 吸引チューブ部分

製品規格表

内径	外径	FR	プレフォームド カフ	吸引型
5.0	7.3	22	1302-50PR	1301-50ST
5.5	8.0	24	1302-55PR	—
6.0	8.7	26	1302-60PR	1301-60ST
6.5	9.3	28	1302-65PR	—
7.0	10.0	30	1302-70PR	1301-70ST
7.5	10.6	32	1302-75PR	1301-75ST
8.0	11.2	34	1302-80PR	1301-80ST
8.5	11.7	35	1302-85PR	1301-85ST
9.0	12.3	37	1302-90PR	1301-90ST
9.5	13.0	39	1302-95PR	1301-95ST ※
10.0	13.7	41	1302-100PR	1301-100ST ※

※受注生産



Yushin Medical Co.,Ltd.