

ユーシン 気管切開チューブ

ALL SILICONE TRACHIOSTOMY TUBE



標準型



カフ無し

ユーシン気管切開チューブはシリコン製品のため、生理的不活性です。体温による硬度変化が起こりにくい材質です。

標準型

無拡張時にカフ部分が本体チューブにフィットしていますので装着・脱着時の負担を軽減します。

カフ無し

カフ無しは、内径3.0から10.0までご用意してあります。



無拡張時標準カフ

製品規格表

【製品番号】

内径	外径	FR	標準カフ	カフ無し
3.0	5.0	15	—	1304-30U
3.5	5.6	17	—	1304-35U
4.0	6.1	18	—	1304-40U
4.5	6.6	20	—	1304-45U
5.0	7.3	22	1303-50PL	1304-50U
5.5	8.0	24	1303-55PL	1304-55U
6.0	8.7	26	1303-60PL	1304-60U
6.5	9.3	28	1303-65PL	1304-65U
7.0	10.0	30	1303-70PL	1304-70U
7.5	10.6	32	1303-75PL	1304-75U
8.0	11.2	34	1303-80PL	1304-80U
8.5	11.7	35	1303-85PL	1304-85U
9.0	12.3	37	1303-90PL	1304-90U
9.5	13.0	39	1303-95PL	1304-95U
10.0	13.7	41	1303-100PL	1304-100U

総販売元

販売業者



株式会社ユーシンメディカル
東京都文京区本郷2-26-3
TEL03-5844-1415 FAX03-3815-5782