


## ユーシン シリコンフォーリーバルーンカテーテル 2-WAY 標準Gタイプ



- ◆膀胱留置用のためのバルーンを有した泌尿器用カテーテルで、留置導尿を目的として使用されます。
- ◆本製品は、生体適合性に優れたオールシリコン製です。
- ◆滑らかで、柔軟性に優れています。
- ◆未検の患者様にもアレルギー等の心配なく、安心してご使用できます。
- ◆バルーン容量は全サイズ10mlです。

特定保険医療材料請求名  
039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(2)2管一般(Ⅱ)①標準型

●X線造影ライン入り EOG滅菌済 単回使用 包装:10本/箱

製品番号	サイズ(外径mm)	バルーン最大容量	カラーコード	全長	JANコード
1002G-12	12Fr(4.0)	10ml	白	400mm	4580292406699
1002G-14	14Fr(4.7)		緑		4580292406705
1002G-16	16Fr(5.3)		橙		4580292406712
1002G-18	18Fr(6.0)		赤		4580292406729
1002G-20	20Fr(6.7)		黄		4580292406736
1002G-22	22Fr(7.3) *		紫		4580292406743
1002G-24	24Fr(8.0) *		青		4580292406750

\* 22,24Frは受注生産となります。

総販売元

株式会社 ユーシンメディカル

〒113-0033 東京都文京区本郷2-26-3

TEL 03-5844-1415

FAX 03-3815-5782

URL <http://www.yushinmed.co.jp>

販売業者