



Yushin Medical Products Urology

医療機器認証番号 220AIBZX00057000

ユーシン シリコンフォーリーバルーンカテーテル

3-WAY 標準Gタイプ



- ◆膀胱の持続的洗浄や膀胱内への薬液注入を目的として使用されます。
- ◆本製品は、生体適合性に優れたオールシリコン製です。
- ◆滑らかで、柔軟性に優れています。
- ◆未検の患者様にもラテックスアレルギーの心配なく、ご使用できます。
- ◆バルーン容量は全サイズ10mlです。

特定保険医療材料請求名
039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(5)特定(Ⅱ)

●X線造影ライン入り EOG滅菌済 包装:10本/箱

再使用禁止

製品番号	サイズ(外径mm)	バルーン最大容量	カラーコード	全長	JANコード
1006G-14	14Fr(4.7)	10ml	緑	420mm	4580292406842
1006G-16	16Fr(5.3)		橙		4580292406859
1006G-18	18Fr(6.0)		赤		4580292406866
1006G-20	20Fr(6.7)		黄		4580292406873
1006G-22	22Fr(7.3)		紫		4580292406880
* 1006G-24	24Fr(8.0) *		青		4580292406897
* 1006G-26	26Fr(8.6) *		茶		4580292406903

* 24、26Frは受注生産となります。

製造販売元 販売業者



株式会社 ユーシンメディカル

Yushin Medical Co., Ltd.

〒113-0033 東京都文京区本郷2-26-3

TEL 03-5844-1415

FAX 03-3815-5782

URL <https://www.yushinmed.co.jp>

