




Yushin Medical Products
Nasal feeding tube




ユーシンフィーディングチューブ
マーゲンタイプ/栄養タイプ

- 本製品は、ISO 80369-3に適合した誤接続防止タイプです。
- 滑らかさ、柔軟性、生体適合性に優れたオールシリコン製品です。



マーゲンタイプ X線造影ライン入/先端非開口型(造影チップ付)/側孔2穴

| 製品番号 | サイズ | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 全長 (mm) | EANコード |
|----------|------|---------|---------|---------|---------------|
| N1201-10 | 10Fr | 3.3 | 1.9 | 1250 | 8809157677668 |
| N1201-12 | 12Fr | 4.0 | 2.2 | | 8809157677675 |
| N1201-14 | 14Fr | 4.7 | 2.6 | | 8809157677682 |
| N1201-16 | 16Fr | 5.3 | 3.0 | | 8809157677699 |



栄養タイプ X線造影ライン入/先端開口型/側孔4穴

| 製品番号 | サイズ | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 全長 (mm) | EANコード |
|----------|------|---------|---------|---------|---------------|
| N1203-10 | 10Fr | 3.3 | 1.9 | 1250 | 8809157677705 |
| N1203-12 | 12Fr | 4.0 | 2.2 | | 8809157677712 |
| N1203-14 | 14Fr | 4.7 | 2.6 | | 8809157677729 |
| N1203-16 | 16Fr | 5.3 | 3.0 | | 8809157677736 |

EOG滅菌済み 10本/箱 再使用禁止 機器種類：管理医療機器

特定保険医療材料請求名：026 栄養カテーテル(1)経鼻用①一般用
005 在宅寝たきり患者処置用栄養用 Disposableカテーテル(1)経鼻用①一般用

製造販売元
株式会社 ユーシンメディカル
〒113-0033 東京都文京区本郷2-26-3
TEL 03-5844-1415
FAX 03-3815-5782
URL <http://www.yushinmed.co.jp>

販売業者