

# ユーシン ラセン入気管内チューブ

医療機器承認番号:21600BZY00524000

カフ付

カフ無し

長時間留置に適した  
シリコン製



CE 0197



Yushin Medical Co., Ltd.

# ユーシン ラセン入気管内チューブ(スタイレット付)

- ◆シリコン製のラセン入気管内チューブで、吸引チューブの滑りに優れ、適度な柔軟性があり、折れ(キンク)や圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発された商品です。
- ◆ラセン入り(ステンレス)なのでX線にて位置を容易に確認できます。
- ◆全サイズに専用のスタイレットがセットされています。
- ◆ワンステップで適切な角度をつけることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。

## カフ付タイプ



EOG滅菌済み  
包装:5本/1箱

再使用禁止

製品番号	内径(mm)	外径(mm)	サイズ
* 1521-25	2.5	4.5	14Fr
1521-30	3.0	5.0	15Fr
1521-35	3.5	5.6	17Fr
1521-40	4.0	6.1	18Fr
1521-45	4.5	6.7	20Fr
1521-50	5.0	7.3	22Fr
1521-55	5.5	8.0	24Fr
1521-60	6.0	8.7	26Fr
1521-65	6.5	9.3	28Fr
1521-70	7.0	10.0	30Fr
1521-75	7.5	10.6	32Fr
1521-80	8.0	11.2	34Fr
1521-85	8.5	11.7	35Fr
1521-90	9.0	12.3	37Fr
* 1521-95	9.5	13.0	39Fr
* 1521-100	10.0	13.7	41Fr

※受注生産品

特定保険医療材料請求名:

027 気管内チューブ

(1)カフあり (2)カフ上部吸引機能なし

## カフなしタイプ



※全サイズ  
受注生産品

EOG滅菌済み  
包装:5本/1箱

再使用禁止


製品番号	内径(mm)	外径(mm)	サイズ
1522-25	2.5	4.5	14Fr
1522-30	3.0	5.0	15Fr
1522-35	3.5	5.6	17Fr
1522-40	4.0	6.1	18Fr
1522-45	4.5	6.7	20Fr
1522-50	5.0	7.3	22Fr
1522-55	5.5	8.0	24Fr
1522-60	6.0	8.7	26Fr
1522-65	6.5	9.3	28Fr
1522-70	7.0	10.0	30Fr
1522-75	7.5	10.6	32Fr
1522-80	8.0	11.2	34Fr
1522-85	8.5	11.7	35Fr
1522-90	9.0	12.3	37Fr
1522-95	9.5	13.0	39Fr
1522-100	10.0	13.7	41Fr

特定保険医療材料請求名:

027 気管内チューブ

(2)カフなし

## スタイレット



EOG滅菌済み  
包装:5本/1箱

再使用禁止

※保険請求不可  
医療機器許可番号:13B2X00021000003

製品番号	全長(mm)	スタイレット 外径(mm)	適応チューブ サイズ(内径)
17-02-29	290	2.0	2.5-3.5mm
* 17-02-45	450		2.5-3.5mm(ロング)
17-03-33	335	3.0	4.0-4.5mm
* 17-03-45	450		4.0-4.5mm(ロング)
17-04-34	345	4.0	5.0-6.0mm
* 17-04-45	450		5.0-10.0mm(ロング)
* 17-05-39	398	5.6	6.5-10.0mm

※受注生産品

製造販売元

**Yushin Medical Co., Ltd.**  
株式会社 ユーシンメディカル

東京都文京区本郷2-26-3  
TEL.03-5844-1415 FAX.03-3815-5782  
URL.http://www.yushinmed.co.jp

販売業者