




ユーシン チューブホルダー“アーサー”



- ◆本製品は、気管内チューブ及び、ラリゲルマスク等を、簡単に安定装着することができます。
- ◆本製品は、ラテックスフリーです。又、エチレンオキサイドガス滅菌されており、安心して使用できます。
- ◆固定可能チューブ外径は6.0~18.0mmです。

ネジのピッチを短くしたレッドホールドスクリューシステムにより、チューブに対し優れた固定力を実現。



<p>【仕様】 サイズ(mm) マウスピース：約110(幅)×42.3(奥行)×63.7(高さ) ストラップ：約620(長さ)×20(幅) チューブ挿入開口部：20(幅)</p>	<p>材質 マウスピース：ポリプロピレン フォーム：エチレン酢酸ビニル共重合体 ストラップ：ポリエステル</p>
---	--

EOG滅菌済

再使用禁止

製品番号	製品名	入数
ATH262	ユーシン チューブホルダー アーサー	・5個/箱 ・10個/箱

製造販売元

株式会社 ユーシンメディカル

〒113-0033 東京都文京区本郷2-26-3

TEL 03-5844-1415

FAX 03-3815-5782

URL <http://www.yushinmed.co.jp>

販売業者